

別添 2 長期保存された測定機器データの検証・再解析 チェックシート

○チェックの実施 (ダウンロード～検証/再解析)

確認項目	確認対象	確認方法・内容	1 回目 (実施者)	2 回目 (確認者)	備考
対象試験	再解析対象となる試験を特定する情報	試験番号などは適切か			ここに試験番号などの特定できる情報を転記しておく
	対象パッケージ名	パッケージの名称、URL など			
目的	データの検証 / 解凍	データの検証を行うのか、解凍(再使用を含む)を行うのか、その理由	検証 <input type="checkbox"/> ・解凍 <input type="checkbox"/>		目的、理由はこの欄に記載 データが揃っているかの確認のみのなどの場合は、検証のみを行う。検証のみの流れは下記を想定している。 大元の保存場所からDLフォルダにコピーを置く→そこで検証する (解凍しない)
作業場所	フォルダの作成	フォルダ名は適切か	適 <input type="checkbox"/> ・不適 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> ・不適 <input type="checkbox"/>	
パッケージのコピー	圧縮された試験データのコピー	適切な場所にコピーしたか	適 <input type="checkbox"/> ・不適 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> ・不適 <input type="checkbox"/>	
パッケージ化ツール	Website からダウンロードした最新版ツールを用いる	パッケージ作成に使われたツールから軽微な変更がある可能性があるが、許容できることを確認する	適 <input type="checkbox"/> ・不適 <input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> ・不適 <input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/>	
	施設で保存しているパッケージ化ツールを用いる	パッケージが適切な場所に保存されていることを確認する	適 <input type="checkbox"/> ・不適 <input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> ・不適 <input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/>	
	パッケージ化ツールの解凍 (必要に応じて)	解凍に問題ないか、適切なファイルに格納しているか	適 <input type="checkbox"/> ・不適 <input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> ・不適 <input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/>	
データの検証	検証ツールを用いたデータの検証	検証結果に問題はなかったか	適 <input type="checkbox"/> ・不適 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> ・不適 <input type="checkbox"/>	問題ありの(エラーとなった)場合の処置は備考に記載する
データの解凍	解凍ツールを用いたデータの解凍	適切なフォルダに解凍したか	適 <input type="checkbox"/> ・不適 <input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> ・不適 <input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/>	
再解析の準備	再解析用サンプルセット*の準備と解析パラメーターの設定	データを取り込むための場所を用意しているか。 解析用のサンプルセットが作られているか。 再解析に必要なデータが全て含まれているのか 目的に適した解析パラメーターを設定しているか	実施 <input type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> ・不適 <input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/>	*Empower のケース。他システムでは呼び方が異なる場合もある。他のシステムでのやり取りを行う場合は、取り込む前に解析専用サンプルセットを作っておく場合がある。

確認項目	確認対象	確認方法・内容	1回目（実施者）	2回目（確認者）	備考
インポート (同一のアプリケーションの場合)	オリジナルデータ	必要なデータがインポートされているか	適□・不適□ 該当しない□	適□・不適□ 該当しない□	必要に応じて画面キャプチャを取得する
インポート (アプリケーションが異なる場合など)	AIA フォーマットデータ	必要なデータがインポートされているか	適□・不適□ 該当しない□	適□・不適□ 該当しない□	必要に応じて画面キャプチャを取得する
再解析	再解析の実施	エラーはなかったか	適□・不適□ 該当しない□	適□・不適□ 該当しない□	
データの削除	検証のデータ	システムがアクセスできない場所*に置かれた作業用データを削除する。	実施□・未実施□ □	適□・不適□	*デスクトップ上で作業した場合は、削除が必要。
署名・サイン	実施日		年 月 日	年 月 日	
	実施者の署名・サイン				